



LOQTEQ® VA Periprothetik Set 4.5 • Periprosthetic Set 4.5

IC 6980-00



ARTIKEL	ARTICLE	ANZAHL QUANTITY	ART.-NR. ART.-NO.
1 Leersieb Instrumente, LOQTEQ® Periprothetik	Tray for instruments, LOQTEQ® Periprosthetic, empty	1	IC 6980-01
2 Schraubenbank leer, LOQTEQ® Periprothetik	Screw rack, LOQTEQ® Periprosthetic, empty	1	IC 6980-03
3 Deckel für Leersiebe, groß	Lid for trays, large	1	IC 2008-00
4 Messinstrument für Schrauben ø3.5-4.0, bis L 90mm	Depth gauge for screws ø3.5-4.0, up to L 90mm	1	IS 7904-20
5 Messinstrument für Schrauben ø4.5-6.5, bis L 100mm	Depth gauge for screws ø4.5-6.5, up to L 100mm	1	IS 7905-20
6 Setzinstrument für VA Scharnier	Applicator for VA Hinge	1	IU 2530-00
7 Setzinstrument für Klickösen	Applicator for Clickloop	1	IU 2540-00
8 Bohrer Schnellkupplung ø2.7, L 200, Wendel 50	Twist drill ø2.7, L 200, coil 50, quick coupling	3	IU 7427-20
9 Bohrer Schnellkupplung ø3.2, L 195, Wendel 50	Twist drill ø3.2, L 195, coil 50, quick coupling	1	IU 7432-30
10 Bohrer Schnellkupplung ø3.8, L 220, Wendel 50	Twist drill ø3.8, L 220, coil 50, quick coupling	2	IU 7438-22
11 Bohrer Schnellkupplung ø4.5, L 145, Wendel 50	Twist drill ø4.5, L 145, coil 50, quick coupling	1	IU 7445-00
12 Schraubendrehereinsatz Duo, T15, Schnellkupplung	Screwdriver Duo, T15, quick coupling	2	IU 7825-56
13 Schraubendrehereinsatz Duo, T25, Schnellkupplung	Screwdriver Duo, T25, quick coupling	2	IU 7835-56
14 Handgriff für Schnellkupplung m. Drehmomentbegrenzer 2.0 Nm	Handle wih quick coupling, with torque limiter 2.0 Nm	1	IU 7707-20
15 Handgriff für Schnellkupplung m. Drehmomentbegrenzer 3.5 Nm	Handle wih quick coupling, with torque limiter 3.5 Nm	1	IU 7707-35
16 Handgriff für Schnellkupplung groß, durchbohrt	Large handle, cannulated, quick coupling	1	IU 7706-00
17 Lineal für DF/PP	Ruler for DF/PP	1	IU 7902-00
18 Doppelbohrbuchse, Bohrer ø3.2/4.5, mit gefederter Zentrierung	Double drill guide ø3.2/4.5, with spring aided centering	1	IU 8117-50
19 Bohrbuchse LOQTEQ® VA mit Griff, Bohrer ø2.7, 0° bis 15°, lang	Drill guide LOQTEQ® VA with handle, drill ø2.7, 0° bis 15°, long	1	IU 8166-61
20 Bohrbuchse LOQTEQ® VA mit Gewinde, Bohrer ø2.7, 0° bis 15°	Drill guide LOQTEQ® VA with thread, drill ø2.7, 0° bis 15°	2	IU 8166-70
21 Spannbohrbuchse LOQTEQ® 4.5, variabel bis 2 mm	Load drill guide LOQTEQ® 4.5, adjustable up to 2 mm	1	IU 8167-03
22 Grundhalterung für Spannbohrbuchse LOQTEQ® 4.5	Basic insert for load drill guide LOQTEQ® 4.5	1	IU 8167-05
23 Bohrbuchse für Gleitloch LOQTEQ® 4.5, I-ø 3.9, rot	Drill guide for gliding hole LOQTEQ® 4.5, I-ø 3.9, red	2	IU 8167-10
24 Reduzierhülse für K-Draht ø2.0	Reduction sleeve for K-wire ø2.0	2	IU 8167-15
25 Anschlagring für Tiefenmessung, GF	Stop ring for depth measurement LF	1	IU 8184-03
26 Zielblock LOQTEQ® Distale Femur Platte, R	Aiming device LOQTEQ® Distal Femur plate, R	1	IU 8189-01
27 Zielblock LOQTEQ® Distale Femur Platte, L	Aiming device LOQTEQ® Distal Femur plate, L	1	IU 8189-02
28 Befestigungsschraube Zielblock LOQTEQ® DF Platte	Fixing screw aiming device LOQTEQ® DF plate	1	IU 8189-03
29 LOQTEQ® Führungshülse 4.5, rot	LOQTEQ® Screw guide sleeve 4.5, red	1	IU 8220-45
30 Behälter für K-Drähte L 250	Caddy for K-wire L 250	1	IC 0006-25
31 K-Draht mit Trokarspitze, ø2.0, L 250	K-wire with trocar point, ø2.0, L 250	10	NK 0020-25
32 LOQTEQ® Kortikalisschr. 3.5, kl. Kopf, T15, selbstschn. L 14-50, Titan	LOQTEQ® Cortical Screw 3.5, small head, T15, self-tapping L 14-50, Titanium	5	SK 3526-xx-2
33 Kortikalisschraube 4.5, T25, selbstschn. L 20-85, Titan	Cortical Screw 4.5, T25, self-tapping L 20-85, Titanium	2	SK 4514-xx-2
34 LOQTEQ® Kortikalisschraube 4.5, T25, selbstschn. L 20-85, Titan	LOQTEQ® Cortical Screw 4.5, T25, self tapping L 20-85, Titanium	5	SK 4525-xx-2
35 LOQTEQ® Periprothetische Schraube 4.5, T25, selbstschn. L 12-18, Titan	LOQTEQ® Periprosthetic Screw 4.5, T25, self-tapping L 12-18, Titanium	4	SK 4527-1x-2