


# LOQTEQ® VA Periprothetik Set 4.5 • Periprosthetic Set 4.5

IC 6980-20



► **Hinweis:**

Zum Reinigen, die Fixierschrauben aus den Scharnieren herausdrehen und im entsprechenden Fach des Minisieb IC 6980-23 lagern!

► **Note:**

For cleaning please remove the fixing screws from the hinges and store them in the respective pocket in mini tray IC 6980-23!

ARTIKEL	ARTICLE	ANZAHL QUANTITY	ART.-NR. ART.-NO.
1 Leersieb Implantate, LOQTEQ® Distaler Femur PP 4.5	Tray for implants, LOQTEQ® Distal Femur PP 4.5, empty	1	IC 6980-21
2 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 9-Loch, L 243, R Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 9 holes, L 243, R Titanium	1	PF 4520-09-2
3 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 11-Loch, L 279, R Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 11 holes, L 279, R Titanium	1	PF 4520-11-2
4 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 13-Loch, L 314, R Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 13 holes, L 314, R Titanium	1	PF 4520-13-2
5 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 15-Loch, L 350, R Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 15 holes, L 350, R Titanium	1	PF 4520-15-2
6 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 17-Loch, L 386, R Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 17 holes, L 386, R Titanium	1	PF 4520-17-2
7 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 9-Loch, L 243, L Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 9 holes, L 243, L Titanium	1	PF 4521-09-2
8 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 11-Loch, L 279, L Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 11 holes, L 279, L Titanium	1	PF 4521-11-2
9 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 13-Loch, L 314, L Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 13 holes, L 314, L Titanium	1	PF 4521-13-2
10 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 15-Loch, L 350, L Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 15 holes, L 350, L Titanium	1	PF 4521-15-2
11 LOQTEQ® Dist. Laterale Femurplatte PP, 17-Loch, L 386, L Titan	LOQTEQ® Dist. Lateral Femur Plate PP, 17 holes, L 386, L Titanium	1	PF 4521-17-2
12 LOQTEQ® VA Scharnier für Periprothetik 3.5, 2 Stück/Packung Titan	LOQTEQ® VA Hinge for periprosthetics 3.5, 2 pcs. Titanium	6	PA 3580-00-2
13 LOQTEQ® Cerclage-Einsatz, Großfragment, 2 Stück/Packung Titan	LOQTEQ® Cerclage button, large fragment, 2 pcs. Titanium	2	SK 4580-00-2

Mini-Siebkörbe sind Bestandteil des Hauptsiebes IC 6980-21 und müssen nur als Ersatzteil separat bestellt werden!

Mini trays are included in the part list of main tray IC 6980-21 and may be ordered separately as spare parts only!

14 Mini-Siebkorb leer mit Deckel, für LOQTEQ® VA Scharnier	Mini Tray empty with lid, for LOQTEQ® VA Hinges		IC 6980-22
15 Mini-Siebkorb leer mit Deckel, für LOQTEQ® Cerclage-Einsatz	Mini Tray empty with lid, for LOQTEQ® Cerclage buttons		IC 6980-23